

Активность тестов компании Hygiena после хранения при высоких температурах.

Ниже указанные продукты были протестированы при $t = 30^{\circ}\text{C}$ в течение 5 дней, для имитации ситуаций, связанных с транспортировками.

Название тестов	Активность	Средняя активность после 5 дней при 30°C
UltraSnap	Итоговая активность	100%
SuperSnap	Итоговая активность	100%
AquaSnap	Итоговая активность	100%
MicroSnap	Итоговая активность	82%
ZymoSnap	Итоговая активность	86%
Proclean	Итоговая активность	100%
SpotCheck Plus	Итоговая активность	100%

MicroSnap и ZymoSnap являются единственными тестами, которые теряют некоторую активность при хранении при 30°C в течение 5 дней. Тем не менее, эта потеря активности не будет заметна на практике при интерпретации результатов.



С уважением,
Hygiena Интернешнл Лтд